Inštalácia siete v systéme Windows 7

 Kliknite na ploche vl'avo dole na "Štart", rozvinie sa Vám lišta, na ktorej nájdete vol'bu "Počítač" – na nej kliknite 1x pravé tlačidlo myši.



2. Rozvinie sa vám lišta, v ktorej zvolíte voľbu Vlastnosti /1x ľavé tlačidlo/



 Otvorí sa Vám okno "Vlastnosti systému". V spodnej pravej časti kliknite na voľbu "Zmeniť nastavenie".

Nastavenie vzdialeného prístupu	Procesor:	Intel(R) Pentium(R) CPU 2.00GHz 2.00 GHz	P6100 @	
 Ochrana systému Rozšírené systémové nastavenia 	Nainštalovaná pamäť (RAM): Typ systému:	4,00 GB (3,68 GB použiteľné) 64-bitový operačný systém		
	Pero alebo dotykové zadávanie:	Pre túto obrazovku nie je k d zadávanie vstupu perom ani	ispozícii dotykom.	
	Technická podpora pre Acer			
	Webová lokalita:	Technická podpora online		
	Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny			
	Názov počítača:	PC	🏀 Zmeniť nastavenie	
	Úplný názov počítača:	PC	E	
	Popis počítača:			
	Pracovná skupina:	WORKGROUP		
Pozrite tiež	Aktivácia systému Windows	c		
Centrum akcií	Systém Windows je aktivovaný 📃 žadajte 🚚		ziaclajte	
Windows Update Informácie o výkone a nástroje	Kód Product ID: 00359-OEM-8992687-00006		legálny AS- Microsoft* softver	
, , ,			Získajte ďalšie informácie online	

Otvori sa Vám menšie okno "Vlastnosti systému", v ktorom kliknete na voľbu "Zmeniť".

Názov počítača Systém Window počítača v sieti 'opis počítača: Iplný názov počítača:	Hardvér Spresner vs použije nasledujúce informácie pri identifika Napríklad: "Počítač v kuchyni", "Máriin počítač".
Systém Window počítača v sieti 'opis počítača: Iplný názov počítača:	vs použije nasledujúce informácie pri identifika Napríklad: "Počítač v kuchyni", "Máriin počítač".
^P opis počítača: Iplný názov počítača:	Napríklad: "Počítač v kuchyni", "Máriin počítač".
plný názov počítača:	Napríklad: "Počítač v kuchyni", "Máriin počítač".
ĺplný názov počítača:	
	PC
racovná skupina:	WORKGROUP
racovnej skupiny použiť : ačidlo Sieťová identifikác ik chcete zmeniť názov p ačidlo Zmeniť.	sprievodcu, kliknite na Sieťová identifikác sia. počítača, kliknite na Zmeniť

5. V okne "Zmena názvu počítača alebo domény" napíšte do riadku "Názov počítača" názov hlavného počítača, na ktorom máte databázu programu Win-Ambulancia (napr. DOKTOR) a do riadku "Pracovna skupina" napíšte názov Vašej siete (napr .AMBULANCIA).

Zmen Môže počít nedá	a názvu počítača alebo domény te zmeniť názov a členstvo v pracovnej skupine tohto ača. Počítač so systémom Windows 7 Home Premium sa pridať do domény. Dalšie informácie
Názo	v počítača:
DOK	TOR
Úplný DOK Čler	r názov počítača: TOR Ďalšie nstvo
) Doména:
۲) Pracovná skupina:
	AMBULANCIA
	OK Zrušiť

6. Kliknutím na OK ukončíte nastavenie siete.

Zmena náz	vu počítača alebo domény 🛛 🔀
i	Vitajte v pracovnej skupine AMBULANCIA.
	ОК

Poznámka: Rovnako postupujete pri konfigurácií siete na druhom počítači (klientovi). Názov počítača (bod 5) musí byť iný ako názov hlavného počítača (napr.Sestra). Názov pracovnej skupiny musí byť ten istý aký ste zadali pri konfigurácií siete na hlavnom počítači (AMBULANCIA).

Inštalácia pracovnej stanice v sieti

Pri práci s programom *Win-Ambulancia* v sieti je potrebné určiť, ktorý z počítačov bude slúžiť ako <u>hlavný počítač</u>. Hlavný počítač (resp. Server) je ten, ktorý bude ostatným počítačom v sieti poskytovať informácie a ktorý bude obsahovať databázu údajov o pacientoch.

Program Win-Ambulancia najprv nainštalujte z CD na tento hlavný počítač. Teraz, ak už máte program Win-Ambulancia nainštalovaný na hlavnom počítači, môžete ho začať inštalovať z CD postupne na všetky ostatné počítače (resp. pracovné stanice) v sieti.

Po nainštalovaní programu je potrebné urobiť na všetkých počítačoch (resp. pracovných staniciach) v sieti OKREM HLAVNÉHO POČÍTAČA !!! nasledujúce úpravy: V adresári do ktorého ste program inštalovali (ak ste nič nemenili, mal by to byť adresár: "*C:\Win-AmbFB"*) vymažte súbor "*Ambulancia.gdb"*.

V adresári *C:\Win-AmbFB* zeditujte súbor *"winamb.ini*" na nasledujúci tvar: (editovať ho môžete napríklad v *"poznámkovom bloku*", pomocou Total Comandera, príp. iným editorom)

[ID] Skupina=1

[CESTA] GDB=MenoPočítača:Adresár

Kde

MenoPočítača – je názov Vášho hlavného počítača v sieti

Adresár – je adresár v ktorom je nainštalovaný program Win-Ambulancia

Príklad:

Ak je názov Vášho počítača v sieti napríklad "PC01" a adresár kde je nainštalovaný

program "*C*://*Win-AmbFB*", potom súbor "*winamb.ini*" bude vyzerať nasledovne:

[ID] Skupina=531

[CESTA] GDB=PC01:C:/Win-AmbFB

Poznámka:

Pri editovaní súboru dbajte na správny smer lomítok "/" (resp. "\"). Nezabudnite vymazať podčiarkovník pred slovom GDB.

pracovníci firmy VYPtech